

TRY-IN ABUTMENT

Kit Protesico Try-In Abutment



CODICE **DESCRIZIONE PRODOTTO**

PTK **Kit Protesico Try-In**
(Contiene tutti i Try-In Abutments mostrati)

Sq **Piattaforma**

TSSA..... **Try-in Abutment per ISSA**
TSSA3..... **Try-in Abutment per ISSA3**
TSSA15..... **Try-in Abutment per ISSA15**

Sf **Piattaforma**

TAA01 **Try-in Abutment per IAA01**
TAA02 **Try-in Abutment per IAA02**
TAA03 **Try-in Abutment per IAA03**
TAA15 **Try-in Abutment per IAA15**
TAA25 **Try-in Abutment per IAA25**

Wd **Piattaforma**

TAA0W1..... **Try-in Abutment per IAA0W1**
TAA0W2..... **Try-in Abutment per IAA0W2**
TAA0W3..... **Try-in Abutment per IAA0W3**
TAA15W..... **Try-in Abutment per IAA15W**
TAA25W..... **Try-in Abutment per IAA25W**



Try-In Abutment:

Il Kit protesico “Try-In Abutment” Intra-Lock® contiene abutment prova in acciaio inox con codifica cromatica per le 3 piattaforme.

Essi, riproducendo fedelmente gli abutment definitivi e la loro connessione all’impianto, assistono il professionista non solo nella scelta del corretto abutment da utilizzare, ma anche nel suo giusto posizionamento, determinando la traiettoria nello spazio edentulo.

Il Kit include la replica di tutti gli abutment a due pezzi Intra-Lock®.